

Die Speichelproben

Morgens nach dem Aufwachen im Abstand von 30 min 3 Speichelproben nehmen:

1.

Den Speichel durch einen Plastikhalm in das Speichelröhrchen fließen lassen. Röhrchen halb füllen (Schaum nicht mitmessen).



2.

Deckel des Speichröhrchens fest zudrücken.



3.

Füllen Sie eines der Etiketten mit Datum, Uhrzeit und Namen aus und kleben Sie es auf das jeweilige Speichelröhrchen.



4.

Anforderungsbogen ausfüllen und mit den Speichelproben in das Rückkuvert stecken.



! Bewahren Sie die Proben bis zum Versand im Kühlschrank auf.